

## Leistenmaße

Die zwei ersten Ziffern der Artikelnummer bezeichnen die Form.



## Größenbestimmung:

Es handelt sich um die Nettomaße. Also Fuß an der längsten Stelle messen, ca. 5 - 7 mm zugeben und die nächst größere Länge in der Tabelle, **Spalte a**, herausuchen.

- a) max. Länge der Brandsohle
- b) max. Breite Brandsohle/Vorderfuß
- c) max. Breite Brandsohle/Ferse
- d) Zehenhöhe
- e) untere Ristweite (Ballenmaß)
- f) obere Ristweite (Spannmaß)

Sprengung der verschiedenen Formen:

- Form 58 und 60** 5mm, fast Nullsprengung
- Form 75 und 78** 15mm, Herrenformen
- Form 31, 65, 76, 79** 35mm, Damenformen

Die Leistenmaße wurden ohne Berücksichtigung von Einlagen berechnet.

Form 31: Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>a</b>	236	242	249	255	262	268	274	280
<b>b</b>	78	79,5	81	82,5	84	85,5	87	88,5
<b>c</b>	51	52	53	54	55	56	57	58
<b>d</b>	22,6	23,3	24	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5
<b>e</b>	230	235	240	245	250	255	260	265
<b>f</b>	240	245	250	255	260	265	270	275

Form 58: Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	48
<b>a</b>	230	238	243	248	255	262	270	275	283	290	298	312
<b>b</b>	83	85	87	89	91	93	95	97	99	101	103	107
<b>c</b>	60	61,5	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72	73,5	75	77
<b>d</b>	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32,5
<b>e</b>	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	300
<b>f</b>	255	259	263	267	271	275	279	283	287	291	295	303

Form 60: (Weite L) Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
<b>a</b>	240	246	253	260	267	272	278	285	292	299	304	312	322	338
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	119
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77	78,5	81,5
<b>d</b>	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34,5
<b>e</b>	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306	311	321
<b>f</b>	262	266	270	274	278	282	286	290	294	298	302	306	310	318

Form 60 (Modelle in XXL, Weite R): Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
<b>a</b>	240	246	253	260	267	272	278	285	292	299	304	312	322	338
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113	115	119
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77	78,5	81,5
<b>d</b>	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35,5
<b>e</b>	270	275	279	284	288	293	297	302	307	311	315	319	323	331
<b>f</b>	280	285	289	294	298	303	307	312	317	321	325	329	333	341

Form 77: Maße in mm

Größe	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
<b>a</b>	228	232	237	242	247	250	254	258	263	268	272
<b>b</b>	80,5	81	82	83	83,5	84	85	86	88	88,5	89
<b>c</b>	53	53,5	54	54,5	55	56	56,5	57	57,5	58	59
<b>d</b>	26	26,5	27	27	27,5	28	28	28,5	29	29,5	30
<b>e</b>	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275
<b>f</b>	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288

### Form 65 (Weite K) Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<b>a</b>	232	239	246	253	260	267	274	281	288
<b>b</b>	85	87	88	90	90	92	93	95	96
<b>c</b>	53	55	55	55	60	60	60	60	60
<b>d</b>	24	25	26	26	27	27	27	27	27
<b>e</b>	256	261	264	268	272	276	280	285	290
<b>f</b>	257	260	264	268	272	276	280	285	290

### Form 74, 75 L und 76 L (alle Modelle): Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>a</b>	241	247	254	260	266	273	280	285	292	299	306	312
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77
<b>d</b>	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5	35	35,5	36	36,5
<b>e</b>	251	256	261	266	271	276	281	286	291	296	301	306
<b>f</b>	262	266	270	274	278	282	286	290	294	298	302	306

### Form 75 R und 76 R (alle Modelle): Maße in mm

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>a</b>	241	247	254	260	266	273	280	285	292	299	306	312
<b>b</b>	91	93	95	97	99	101	103	105	107	109	111	113
<b>c</b>	60,5	62	63,5	65	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77
<b>d</b>	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>e</b>	268	273	278	283	288	293	298	303	308	313	318	323
<b>f</b>	269	274	279	284	289	294	299	304	309	314	319	324

### Form 78 (Herrenlederschuhe): Maße in mm

Größe	40	41	42	43	44	45	46	47
<b>a</b>	266	273	280	285	292	299	306	312
<b>b</b>	99	101	103	105	107	109	111	113
<b>c</b>	66,5	68	69,5	71	72,5	74	75,5	77
<b>d</b>	29	29,5	30	30,5	31	31,5	32	32,5
<b>e</b>	266	270	274	278	282	286	290	294
<b>f</b>	266	270	274	278	282	286	290	294

### Form 79 (Damenlederschuhe): Maße in mm

Größe	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
<b>a</b>	232	236	240	244	248	252	256	260	265	269	273
<b>b</b>	76	77	78	79	80,5	82	83	84	85	86	87
<b>c</b>	58,5	59	60	60,5	61	62	62,5	63	64	64,5	65
<b>d</b>	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
<b>e</b>	224	227	230	233	237	240	243	246	249	253	256
<b>f</b>	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305

## Weiten-Erklärung

### **Weite G** *Normalweite*

für normal entwickelte Füße

### **Weite H** *Leichte Überweite*

für kräftige oder leicht geschwollene Füße

### **Weite K** *Größere Überweite*

für sehr kräftige oder stark geschwollene Füße

### **Weite L** *Verbandschuhweite*

für sehr stark geschwollene oder verbundene Füße

### **Weite R** *Extreme Weite*

für sehr dicke Verbände, Lymphödempatienten

## Größen- Umrechnungstabelle

### ENGLISCH

### DEUTSCH

3	↔	35 1/3
3,5	↔	36
4	↔	36 2/3
4,5	↔	37 1/3
5	↔	38
5,5	↔	38 2/3
6	↔	39 1/3
6,5	↔	40
7	↔	40 2/3
7,5	↔	41 1/3
8	↔	42
8,5	↔	42 2/3
9	↔	43 1/3
9,5	↔	44
10	↔	44 2/3
10,5	↔	45 1/3
11	↔	46
11,5	↔	46 2/3
12	↔	47 1/3
12,5	↔	48
13	↔	48 2/3
13,5	↔	49 1/3
14	↔	50