

# AirForce One



## Der kompakte Kompressorvernebler AirForce One von DeVilbiss Healthcare.

Der AirForce One Kompressorvernebler ist die ideale Lösung für eine erfolgreiche Aerosol-Therapie. Er ist leicht und handlich und kann flexibel im häuslichen oder klinischen Bereich eingesetzt werden. Insbesondere die hohe Leistungsfähigkeit sowie die unkomplizierte Anwendung zeichnen AirForce One als einen effizienten und anwenderfreundlichen Kompressorvernebler aus.

- Mit einem Gewicht von 1,5 kg der leichteste Kompressorvernebler innerhalb der DeVilbiss Healthcare Familie
- Robustes Design und langlebige Technologie mit 3 Jahren Garantie
- Mehr Komfort durch integrierten Griff
- Maximale Flussrate von 5,1l/min
- Wird komplett mit Zubehör und Transportbeutel geliefert und ist dementsprechend sofort einsatzbereit

### Technische Daten des Kompressors

Abmessungen (LxHxB)	Gewicht	Betriebsspannung	Stromverbrauch	Geräuschpegel	Max. Flussrate	Max. Druck
19.5cm x 9.5cm x 15cm	1.5kg	230VAC 50Hz	100 W	52 dBA	5.1l/min	2.2bar

Die EU-Version wird standardmäßig mit einem wiederverwendbaren Verneblerset geliefert.

Beinhaltet eine Bedienungsanleitung, das wiederverwendbare Verneblerset "MedelJet Plus", Nasenstück, Mundstück mit Ausatemventil, Luftschlauch, Erwachsenen- und Kindermaske und 5 Filter.



Technische Daten des MedelJet Plus	
Min. Füllvolumen	2ml
Max. Füllvolumen	8ml
Verneblungsrate	0,3ml/min
Partikelgröße (MMAD)	< 5 µm
PZN	11703578

## Verpackung



\*MedelJet Plus ist eine Marke der Medel Group

DeVilbiss Healthcare GmbH  
 Kamenzer Straße 3  
 68309 Mannheim  
 Deutschland  
 Tel. + 49 (0) 621/17898-0  
 Fax + 49 (0) 621/17898-220  
 www.devilbisshc.com  
 kontakt@devilbisshc.com

Fachhändler:

DeVilbiss Healthcare arbeitet stetig an der Verbesserung der eigenen Produkte, daher behalten wir uns das Recht vor, Einzelheiten jederzeit ohne Ankündigung zu verändern.

08/16-V01-IH-000961005

CE 0123