

MovingStar 101



Alle Vorteile im Überblick

- Das leichteste faltbare Elektromobil
- Leistungsstarker Motor
- Hohe Reichweite
- Erlaubt in öffentlichen Verkehrsmitteln
- Austauschbarer Lithium-Akku
- Bequeme Armlehnen
- Hochwertige Bereifung
- Abnehmbares Sitzpolster zur einfachen Reinigung
- Akku IATA-geprüft, für die Mitnahme im Flugzeug geeignet
- Verstellbare Anti-Kipp-Räder
- Weiteres Zubehör im Onlineshop

In Sekunden geklappt und leicht zu transportieren

Technische Daten: MovingStar 101

B/H/L	62 × 91,5 × 78,5 cm
Maße geklappt	62 × 96 × 28 cm
Sitz B/H/T	44 × 51 × 30 cm
Höhe Rückenlehne	42 cm
Farben	● ● ●
Gewicht	19,5 kg o.B.
Max. Benutzergewicht	120 kg
Wenderadius	Auf der Stelle
Reichweite	15 km
Steigung	10 %
Motor	2 bürstenlose Gleichstrommotoren 24 V, 250 W, 10,5 AH
Batterie	1 Batterie, 36 V, 10,5 AH, 240 Wattstunden, Lithium-Ionen (1,8 kg)

Besonderheiten

Bedienung mit Joystick

Automatische Feststellbremse
Zwei leistungsstarke Motoren
Bewegliche Fußstütze

